



LABORATOIRES PRODENE KLINT	FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI	Approbation : 
	Fichier : C:/FICHE/FT	Edition : 0/15.03.04 Révision : 4/06.10.06 Page : 1/2

FICHE N°928-FT



DASR

DEFINITION

DASR est un désinfectant de contact très puissant SANS ALDEHYDE et SANS AMMONIUM QUATERNAIRE, destiné à la désinfection par spray manuel et homologué par le Ministère de l'Agriculture n°2030132, traitement bactéricide 100 % POA/POV, rinçage facultatif, sans essuyage ultérieur des parois, surfaces, sols.

DASR : produit répondant à l'arrêté du 08/09/1999 et textes ultérieurs concernant les produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

COMPOSITION

Alcool isopropylique (30 %) et acide sorbique.

ESSAIS

1. Caractéristiques organoleptiques

- Aspect : liquide homogène limpide
- Odeur : alcoolique
- Couleur : incolore évoluant au jaune dans le temps

2. Caractéristiques physico-chimiques (à 20°C)

- pH (solution pure) : 5,5 - 6,0

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES :

DASR répond aux normes :

- EN 1040, 5 minutes
- EN 1276, conditions de propreté, 5 minutes
- EN 1276, conditions de propreté, actif sur *Listeria monocytogenes* en 5 minutes
- EN 1276, conditions de propreté, actif sur les salmonelles.
- EN 1275, *C.albicans*, 15 minutes

DOMAINES D'APPLICATION

Utiliser en spray manuel.

Diffuser **DASR** à 40 centimètres environ de la surface à désinfecter. Ne pas essuyer.

Préparation et transport de la nourriture des animaux domestiques.

Transport, stockage, transformation industrielle, commercialisation POA/POV.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Xi - IRRITANT

- **R 10** : Inflammable
- **R 36** : Irritant pour les yeux.
- **R 67** : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- **S 23** : Ne pas respirer les vapeurs
- **S 26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

CONDITIONNEMENT

6 x 1L + 1 pulvérisateur

STABILITE

Dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage à température ambiante, **DASR** se conserve au moins pendant 3 ans.

Craint le gel.